

Givrins



Dernièrement, un Défibrillateur Automatisé Externe (DEA) est installé dans le corridor d'entrée du bâtiment No 4 de la route de la Bellangère, celui-ci est placé dans un boîtier jaune.

Ce DAE est conçu pour un usage aisé. De plus il est portable et fonctionne sur batteries. IL n'a que deux commandes pour l'utilisation : le bouton ON/OFF (marche/arrêt) et le bouton SHOCK (choc).

Des indicateurs vocaux et visuels fournissent une interface simple pour l'opérateur. Le DEA enregistre les données ECG, et recommande le choc/non choc.

### Préparation :

- Appelez de l'aide 144
- Préparation du patient
- Ouverture du sachet d'électrodes
- Application des électrodes sur le patient
- Suivre les instructions vocales du DAE



Technologie Fiable



Conçu pour le monde réel